

Doctor Valve Vierkantschoner-Set

Modulares Antriebssystem MAS

Anschlussform und Anschlussvierkant

- Parallelvierkant (14, 16, 18, 20, 22 und 25 mm)
- Konischer Vierkant (12, 14, 17, 19, 24, 27, 32 und 36 mm)

Material

- 1.0038-Feuerverzinkt

Montage

- Die Vierkantschoner werden mittels Kerbstift oder Schraube an die Armaturenspindel oder der Einbaugarnitur befestigt

Lieferumfang

- Praktischer Werkzeugkoffer mit komplettem Vierkantschoner-Set mit allen gängigen Größen



Werkzeugkoffer mit komplettem Vierkantschoner-Set zur Betätigung aller gängigen Armaturen



Doctor Valve Werkzeugkoffer geschlossen

IHRE VORTEILE

- BETÄTIGUNG ALLER GÄNGIGEN ARMATUREN, STARREN UND TELESKOPISCHEN EINBAUGARNITUREN
- Komplettsset mit Vierkantschonern in allen Standardgrößen